

商品の保存と温め方

冷凍〈メディカルシリーズ〉の場合

商品が届いたらすぐ **冷凍庫** へ

【サイズ(1包装)】縦175×横210×高さ33mm




※保存方法 -18℃以下の冷凍保存

※賞味期限 製造日より 90 日

(各商品の表示をご確認ください)

あたため

1 そのまま電子レンジで加熱



フタを開けずに

フタを開けずに電子レンジ(500W)で約4～5分間温めます。またはオートボタンをご利用ください。底が冷たい場合は少しずつ時間を延長してください。
※温め時に風船のように膨らみますが、破裂の心配はありません。

おすすめ

お召し上がり前に冷蔵庫で3～5時間自然解凍します。

※電子レンジの解凍機能でも解凍できます。

▶ フタを開けずに電子レンジ(500W)で約2分間温めます。

あたため

2 できあがり



安全上の問題(摂氏10℃以上の温度での菌の増殖が速い)を考え、自然解凍のみでお召し上がりいただくことは推奨していません。電子レンジで少なくとも2分ほど加熱調理を必ず行いお召し上がりください。また、全メニュー共通の設備で製造を行っています。原材料に食品衛生法で定められた「特定原材料」を含む場合には、各商品のラベルに表示していますのでご確認ください。

冷蔵〈プレミアムシリーズ〉の場合

商品が届いたらすぐ **冷蔵庫** へ

【サイズ(1食分)】縦115×横135×高さ100mm




※保存方法 10℃以下の冷蔵保存

※賞味期限 製造日を含めて 5 日

(各商品の表示をご確認ください)

あたため

1 容器の透明フィルムの角を少し開けてください



あたため

2 電子レンジで加熱



電子レンジ(500W)で約4分間温めます。

(一度に1食分全部温める場合)

※3つの容器を別々に温める際の加熱目安時間
主菜=2分前後、副菜=1分前後、ごはん=2分前後

あたため

3 できあがり



レトルト〈希望万彩・お粥シリーズ〉の場合

〈レトルト食品の品質と安全性〉

レトルト食品は保存料、殺菌剤は使用せず一般的に、高圧釜により120℃以上で高温、高圧殺菌していますので、安全性が高く長期、常温保存が可能です。

〈お召し上がり方〉

- ・そのままでも美味しく食べられます。
- ・袋ごと沸騰したお湯の中で3分ほど湯煎、又は中身を鍋に移して温めます。
- ・電子レンジの場合は中身を別の容器に移し、ラップをかけて(500Wの場合)1分30秒ほど温めます。

※保存方法・・・直射日光のあたる場所や湿気のある場所を避け、常温で長期間保存が可能です。

※賞味期限・・・商品ラベルに表示

賞味期限の日付までは美味しく食べられますが、日付が経過したからといって、すぐに商品の安全性や衛生面について、損なわれることはありません。

